

Система гипербарическая одноместная терапевтическая - 1 шт.

№	Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ	Наличие функции или предлагаемая величина параметра	Примечание
1. Общие положения				
1.1.	Предназначена для проведения лечебных сеансов методом гипербарической оксигенации (ГБО), основанном на воздействии чистого кислорода на организм пациента, размещаемого в барокамере в условиях избыточного давления	соответствие		
1.2.	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	наличие		
1.3.	Декларация соответствия	наличие		
1.4.	Гарантия с момента проведения пуско-наладки, не менее	24 месяца		
1.5.	Наличие авторизованного сервисного центра у производителя оборудования	соответствие		
1.6.	Возможность заключения договора на послегарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром производителя	наличие		
2. Общие технические требования				
2.1.	Габариты ДхШхВ, не менее	2340х1130х1500 мм		
2.2.	Контроль физических параметров среды в барокамере:	Влажность, скорость изменения давления, температура, концентрация O ₂ , CO ₂		
2.3.	Тревожная звуковая сигнализация	наличие		
2.4.	Счетчик моточасов/таймер сеанса	наличие		
2.5.	Замкнутый контур циркуляции кислорода	наличие		
2.6.	Внутренний диаметр, не менее	730 мм		
2.7.	Внутренний объем, не менее	0,96 м ³		
2.8.	Максимальное избыточное давление, не менее	3 кгс/см²		
2.9.	Скорость компрессии/декомпрессии, не менее	0,05-0,30 кгс/см ² мин		
2.10.	Время экстренной декомпрессии с давления 3 кгс/см ² , не более	90 сек		
2.11.	Максимальный расход	52,5 л/мин		

	кислорода в режиме изопрессии, не более			
2.12.	Материал корпуса	алюминий		
2.13.	Материал иллюминаторов	стекло органическое		
3. Пуско-наладочные работы и первичный инструктаж				
3.1.	Первичный инструктаж медицинского персонала	Наличие		
3.2.	Пуско-наладочные работы	Наличие		
4. Комплект поставки				
4.1.	Барокамера	1 шт		
4.2.	Основание	1 шт		
4.3.	Пульт управления и контроля	1 шт		
4.4.	Прикатная тележка	1 шт		
4.5.	Ложе с матрацем для пациента	1 шт		
4.6.	Переговорное устройство	1 шт		
4.7.	Комплект ЗИП	1 шт		
4.8.	Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке	1 шт		
4.9.	Формуляр (паспорт) на русском языке	1 шт		