

Медико-техническое задание
Барокамера активной гиперемии – 1 шт.

№	Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра по ТЗ	Наличие функции или предполагаемая величина параметра	Примечание
1. Общие требования				
1.1	Предназначена для вакуумно-компрессорного воздействия на пациента при лечении методом активной гиперемии сосудистых расстройств нижних и верхних конечностей.	Соответствие		
1.2.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	Наличие		
1.3.	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие		
1.4.	Гарантийный срок не менее 12 месяцев	Наличие		
1.5.	Наличие авторизованного сервисного центра у производителя оборудования	Соответствие		
1.6.	Возможность заключения договора на послегарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром производителя	Наличие		
2. Общие технические требования				
2.1.	Внешний диаметр аппликационного цилиндра	300±5 мм		
2.2.	Длина аппликационного цилиндра	900±15 мм		
2.3.	Высота барокамеры в нижнем положении аппликационного цилиндра	820±20 мм		
2.4.	Высота барокамеры в верхнем положении аппликационного цилиндра	1020±20 мм		
2.5.	Угол изменения наклона аппликационного цилиндра	±15 градусов		
2.6.	Масса барокамеры в комплекте не более	100 кг		
2.7.	Максимальное избыточное давление	0,2 кгс/см ²		
2.8.	Максимальное давление разрежения	0,2 кгс/см ²		
2.9.	Электропитание	220 В, 50 Гц		
2.10.	Рабочая среда	Воздух от встроенного компрессора		
3. Контроль физических параметров среды в барокамере				
3.1	Давление в камере	Наличие		
3.2.	Давление в манжете	Наличие		
4. Комплект поставки				
4.1.	Барокамера с аппликационным цилиндром	1 шт.		
4.2.	Стойка	1шт.		
4.3	Пульт управления	1 шт.		
4.4.	Основание	1 шт.		
4.5.	Колонна	1 шт.		
4.6.	Манжета	5 шт.		
4.7.	Комплект ЗИП	1 шт.		
4.8.	Руководство по эксплуатации, техническое описание, паспорт на русском языке	1 шт.		